

## 原子吸光分光光度計



原子吸光光度計装置  
(株)島津製作所  
AA-7000F

平成24年度導入

### 【主な用途・仕様】

食品や金属材料などの無機塩類や重金属分析に使用します。

- ・分光器：収差補正ツェルニターナーマウント
- ・測定波長範囲：185.0～900.0nm
- ・オートサンプリング付属
- ・チタン製空冷プレミックス型バーナー（標準/高温）

【担当部署】 食品醸造技術部醸造グループ

【設備使用の項目・使用料】 原子吸光分光光度計

【受託試験の項目・手数料】 特殊成分分析  
重金属分析

【お知らせ】 ランプは Na,K,Mg,Fe,Zn,Cu,Mn,Ca,Al,Pb 用を利用  
できます。