

原子吸光分光光度計



原子吸光光度計装置

(株)島津製作所

AA-7000F

平成24年度導入

【主な用途・仕様】

食品や金属材料などの無機塩類や重金属分析に使用します。

- ・分光器：収差補正ツェルニターナーマウント
- ・測定波長範囲：185.0～900.0nm
- ・オートサンブラ附属
- ・チタン製空冷プレミックス型バーナー（標準/高温）

【設備使用】

原子吸光分光光度計

【委託分析試験】

特殊成分分析

重金属分析

【お知らせ】

ランプは Na,K,Mg,Fe,Zn,Cu,Mn,Ca,Al,Pb 用を利用
できます。