

振とう培養機



振とう培養機（抗菌性試験機器）

タイテック(株)製 バイオシエーカー BR-40LF

平成 30 年度導入

【主な用途・使用】

JIS L 1902 に基づき、菌株に黄色ブドウ球菌（WDCM コード 00193）を用いたハロー法による定性試験、菌液吸収法による定量試験で使用します。

使用温度範囲：4～70℃

温度調節精度：±0.3～±1.0℃

加温方式：フィンヒーター500W

冷却方式：冷凍機 75W

振とう速度：20～200r/min

振とう台寸法：400×300mm

【設備使用】

ご利用いただけません

【委託分析試験】

微生物試験