

## 振とう培養機



振とう培養機（抗菌性試験機器）  
タイテック(株)製 バイオシエーカー BR-40LF

平成 30 年度導入

### 【主な用途・使用】

JIS L 1902 に基づき、菌株に黄色ブドウ球菌（WDCM コード 00193）を用いたハロー法による定性試験、菌液吸収法による定量試験で使用します。

使用温度範囲：4～70°C

温度調節精度：±0.3～±1.0°C

加温方式：フィンヒーター500W

冷却方式：冷凍機 75W

振とう速度：20～200r/min

振とう台寸法：400×300mm

【担当部署】 化学材料表面技術部 食品醸造技術部

【設備使用の項目・使用料】                      ご利用いただけません

【受託試験の項目・手数料】                      微生物試験