

## 生物顕微鏡システム



生物顕微鏡システム  
オリンパス光学工業(株)  
BX50-34-DIC

平成7年度導入

### 【主な用途・仕様】

400倍までの通常観察と油浸法による1000倍の観察をモニタ上で行えます。  
微分干渉法を使い、染色なしで高コントラストの観察が行えます。

- ・微分干渉方式 : 透過型ノマルスキー式
- ・観察倍率 : 100, 200, 400, 1,000倍

【担当部署】 庄内試験場 特産技術部

【設備使用の項目・使用料】

生物顕微鏡システム

【受託試験の項目・手数料】

使用しません