

遠心分離機

【ベックマンコールター(株)製 Avanti J-HC】 令和2年10月導入



- ・ 一度に8L以上の液体を遠心分離可能です。
- ・ 遠心分離容器での発酵試験が可能のため、移し替えを行わず上槽ができます。
- ・ 低温での作業が可能のため、品質の劣化を防げます。

仕様

ローター	JS-5.0
容量	2,250ml × 4本
最高回転数	5,000rpm
最大遠心力	7,480 × <i>g</i>
設定温度範囲	-10 ~ +40°C

使用方法

	項目
委託試験	-
設備使用	遠心分離機

* 料金は別途料金表をご確認ください。



担当部署：食品醸造技術部

山形県工業技術センター

令和3年5月