

ガスクロマトグラフ



ガスクロマトグラフ (GC)
アジレントテクノロジー (株)
Agilent 7890A、Agilent G1888

平成21年度導入

【主な用途・仕様】

主にヘッドスペースサンプラーを使用し、香気成分の検出に用います。

- ・ カラム注入圧：970kPa
- ・ 注入口：スプリット、スプリットレス
- ・ 検出器：FID
- ・ ヘッドスペースサンプラー：70 検体
- ・ エレクトロニューマティクスコントロールモジュール (EPC)

【設備使用】

ご利用いただけません

【委託分析試験】

ガス、液体クロマトグラフ分析