

## ガスクロマトグラフ



ガスクロマトグラフ (GC)  
アジレントテクノロジー (株)  
Agilent 7890A、Agilent G1888

平成21年度導入

**【主な用途・仕様】**

主にヘッドスペースサンプラーを使用し、香気成分の検出に用います。

- ・ カラム注入圧：970kPa
- ・ 注入口：スプリット、スプリットレス
- ・ 検出器：FID
- ・ ヘッドスペースサンプラー：70 検体
- ・ エレクトロニューマティクスコントロールモジュール (EPC)

**【担当部署】** 食品醸造技術部：食品グループ

**【設備使用の項目・使用料】**      ご利用いただけません

**【受託試験の項目・手数料】**      ガス、液体クロマトグラフ分析